

今お使いの車いす・備蓄されている車いすに簡単装着で 驚くほどスムーズな移動

# Jinriki Quick II

じんりきクイックツー

もっと迅速に  
もっと気軽に

超便利

ジョイマルチバッグ付



詳しくは裏面をご覧ください。




## 浮かせて引く という新しい発想。

「Jinriki Quick II」は、車いすにけん引レバーを装着し、人力車のように「前輪を浮かせて引く」ための補助装置です。坂道・段差・ぬかるみ・がれき等の不整地で車いすを「押して」移動するのは相当の腕力が必要ですが、「Jinriki Quick II」を使えば、テコの原理で体重と体全体の力を利用でき、負荷が軽くなりスムーズな移動が可能になります。

災害非難時の緊急移動はもちろん、アウトドアでも活躍し、より心豊かな暮らしをサポートします。

また、特例補装具・日常生活用具として申請可能ですので、自己負担が大幅に軽減できます。



「テコの原理」で楽に前輪が浮き、車いすを前から「引っぱる」ので簡単に段差を通過できる。

たった1cmの段差でも移動が難しい。

災害時の緊急避難に備える。  
気軽にレジャーを楽しむ。  
介護負担を軽減する。



防災安全協会 防災製品等推奨品証 2014年 取得  
日本リハビリテーション工学協会 福祉機器コンテスト2014 最優秀賞 受賞  
日本発明振興協会 平成25年度 発明大賞 受賞  
ワールドビジネスサテライト・トレンドたまご(テレビ東京) 2013年 トレたま年間大賞 受賞

[www.jinriki.asia/](http://www.jinriki.asia/)

# Jinriki Quick II J-MultiBag ジェイマルチバッグ

**Jinriki Quick II 本体の収納はもちろん  
出かける際にデイバッグにもなるマルチバッグ。  
更にハンズフリーでのけん引が可能です。**



**背負える**  
たっぷり収納の  
デイバッグに



お出かけ時に簡単にデイバッグに早変わり。車いすを引きながらもラクに荷物を持ち運ぶことができます。



**しまえる**  
未使用時は  
すっきり収納



手提げやショルダーバッグに変形させ本体を収納。未使用時もかさばりません。また車いすのハンドルにかけて持ち運びが可能。



**手が離せる**  
フック付きで  
ハンズフリーに



リュック状態でフックにレバーをかければ、ハンズフリーでのけん引が可能。けん引者の腕の疲れがありません。

**JINRIKI**

製造及び販売元 株式会社 JINRIKI  
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪 1536  
☎050-5835-1000 FAX 0265-98-8921  
[www.jinriki.asia/](http://www.jinriki.asia/) E-mail : [contact@jinriki.asia](mailto:contact@jinriki.asia)

取扱店名

**Basis**

TEL: **043-301-5280**

email : [basis-support@basis.dip.jp](mailto:basis-support@basis.dip.jp)

URL: <http://basis.client.jp/>

〒264-0026

千葉県千葉市若葉区西都賀3-5-10 リポート西都賀三丁目209